


Produktdatenblatt

miro-silikon



Zweckbestimmung:

haftendes Fixierpflaster zum Fixieren von Binden-Enden, Kompressen, Kanülen, Schläuchen, Kathetern zur Anwendung auf intakter Haut

Anwendung durch:

medizinisches Fachpersonal

Risikoklasse:

Klasse I/unsteril - Anhang: VIII - Regel: 1

Haltbarkeit:


60 Monate

Produktbeschreibung:

Leicht transparentes Rollenpflaster mit einem hautfreundlichen Silikonkleber, der sich besonders schonend auf Haut und Haaren anwenden lässt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Pflastern bleibt die Klebkraft über die gesamte Tragedauer konstant und ermöglicht ein schmerz- und rückstandsfreies Entfernen sowie einfaches Repositionieren. Das Pflaster lässt sich quer und längs von Hand abreißen oder individuell zuschneiden. Seitenschoner schützen vor Verschmutzung. Es enthält keinen Naturkautschuklatex und ist daher auch für Allergiker geeignet.

Indikation:

- Fixierung von Verbänden, Kathetern, Sonden oder Schläuchen bei empfindlicher Haut
- Anwendung bei Patienten mit sehr sensibler, gereizter oder geschädigter Haut:
 - z. B. bei älteren Menschen (altershautbedingte Atrophie)
 - bei Früh- und Neugeborenen
 - bei Patienten mit Kortikosteroid- oder Strahlentherapie-geschädigter Haut
- Geeignet für allergiegefährdete oder latexempfindliche Patienten
- Wechselhäufige Fixierungen, bei denen das Pflaster regelmäßig entfernt und neu positioniert werden muss ohne Hautirritationen zu verursachen
- Postoperative Anwendungen, bei denen eine atraumatische Verbandfixierung wichtig ist

Art-N°	Länge*	Breite	GTIN	PZN	VE	Farbe
51250	5m	2,50cm	04044044012700	20015280	12 Rollen	blau 

* Länge ungedehnt

Basic UDI für miro-silikon: 40440440080G4 - SRN: DE-MF-000005970

miro

miro Verbandstoffe GmbH
In den Wiesen 3
51674 Wiehl
Germany

Tel. 02262 7248-0
Fax: 02262 7248-48
E-Mail: info@miro-verbandstoffe.de
Webseite: www.miro-verbandstoffe.com

Ausgabestand: 10.09.2025



SCAN ME