

TENA Saugwerte Sortiment Schweiz Les produits TENA selon le degré d'absorption Suisse/ TENA capacità d'assorbenza Prodotti svizzeri Tena	Artikeldaten Description/ Descrizione		TAUP	Rothwell
	Artikel- nummer Numéro d'article/ Codice d'articolo	Farbcode Code de couleur/ Colore	in ml/ en ml	in ml/ en ml (ISO 11948-1)
TENA Lady Sliepinlagen/ Protège Slip/ Salvaslip				
TENA Discreet Mini Magic	761064		26	60
TENA Silhouette Sliepinlagen Normal Noir	761271		16	50
TENA Discreet Ultra Mini	761174		34	92
TENA Lady Einlagen/ Serviettes/ Assorbente				
TENA Silhouette Mini Noir	760371		66	170
TENA Discreet Mini	760364		66	170
TENA Discreet Mini Plus	760384		96	240
TENA Discreet Normal	760806		147	349
TENA Discreet Normal Night	760762		215	530
TENA Lady Einlagen+/ Serviettes+/ Assorbente+				
TENA Lady Discreet Extra	760696		208	475
TENA Lady Discreet Extra Plus	761662		275	600
TENA Lady Discreet Maxi	760979		374	798
TENA Lady Maxi Night	760921		371	930
TENA Lady Super	761703		307	860
TENA Men				
TENA Men Active Fit Protective Shield Extra Light	750403		43	140
TENA Men Active Fit Level 1	750651		87	275
TENA Men Active Fit Level 2	750776		154	450
TENA Men Active Fit Level 3	750830		272	710
TENA Men Active Fit Pants Plus (75-105) S/M (blau)	772512		511	1010
TENA Men Active Fit Pants Plus (95-120) L/XL (blau)	772610		511	1010
TENA Men Premium Fit Level 4 (75-100) S/M	798308		642	1350
TENA Men Premium Fit Level 4 (95-125) L/XL	798306		642	1350
TENA Silhouette Pants				
TENA Silhouette Plus White (75-100) (LW) M 12 Stk.	780102		396	750
TENA Silhouette Plus White (95-125) (LW) L 10 Stk.	780122		396	750
TENA Silhouette Plus Black (75-100) (LW) M 12 Stk.	780202		396	750
TENA Silhouette Plus Black (95-125) (LW) L 10 Stk.	780222		396	750
TENA Silhouette Classic Plus Cème (75-100) (HW) M 12 Stk.	782563		452	1010
TENA Silhouette Classic Plus Cème (95-130) (HW) L 10 Stk.	782564		452	1010
TENA Pants				
TENA Pants Discreet (75-100) M 12 Stk.	795732		400	750
TENA Pants Discreet (95-125) L 10 Stk.	795733		400	750
TENA Pants Plus (40-70) XXS 14 Stk.	792216		562	1440
TENA Pants Plus (50-70) XS 14 Stk.	792342		562	1440
TENA Pants Plus (65-85) S 14 Stk.	792491		671	1440
TENA Pants Plus (80-110) M 14 Stk.	792591		671	1440
TENA Pants Plus (100-135) L14 Stk.	792691		671	1440
TENA Pants Plus (120-160) XL 12 Stk.	792791		671	1440
TENA Pants Bariatric Plus XXL	792862		648	1440
TENA Pants Super (65-85) S 12 Stk.	793415		798	2010
TENA Pants Super (80-110) M 12 Stk.	793523		798	2010
TENA Pants Super (100-135) L 12 Stk.	793617		798	2010
TENA Pants Super (120-160) XL 12 Stk.	793715		798	2010
TENA Pants Night Super (80-110) M 10 Stk.	793577		869	2010
TENA Pants Night Super (100-135) L 10 Stk.	793676		869	2010
TENA Pants Maxi (65-85) S 10 Stk.	794412		1.074	2550
TENA Pants Maxi (80-110) M 10 Stk.	794514		1.074	2550
TENA Pants Maxi (100-135) L 10 Stk.	794625		1.074	2550
TENA Pants Maxi (120-160) XL 12 Stk.	794764		1.277	2600

TENA Comfort Mini				
TENA Comfort Mini Plus (10x27)	761425		133	334
TENA Comfort Mini Extra (12x34)	761531		210	530
TENA Comfort Mini Super (20x43)	761717		307	860
TENA Flex				
TENA Flex Plus (61-87) S 30 Stk.	730437		518	1520
TENA Flex Plus (71-102) M 30 Stk.	730430		595	1780
TENA Flex Plus (83-120) L 30 Stk.	723333		770	2080
TENA Flex Plus (105-153) XL 30 Stk.	724950		790	2340
TENA Flex Super (61-87) S 30 Stk.	730446		698	1830
TENA Flex Super (71-102) M 30 Stk.	730458		773	2180
TENA Flex Super (83-120) L 30 Stk.	729281		866	2290
TENA Flex Super (105-153) XL 30 Stk.	724980		1087	2910
TENA Flex Maxi (61-87) S 22 Stk.	730453		1140	2650
TENA Flex Maxi (71-102) M 22 Stk.	730434		1166	2980
TENA Flex Maxi (83-120) L 22 Stk.	729352		1449	3600
TENA Flex Maxi (105-153) XL 21 Stk.	725000		1832	4480
TENA Flex Ultima (61-87) S 20 Stk.	730455		1367	3130
TENA Flex Ultima (71-102) M 20 Stk.	730436		1489	3870
TENA Flex Ultima (83-120) L 20 Stk.	729909		1779	4260
TENA Flex Ultima (105-153) XL 17 Stk.	728534		2000	5100
TENA Slip				
TENA Slip Plus (49-74) XS 30 Stk.	710473		477	1350
TENA Slip Plus (56-85) S 30 Stk.	710530		550	1550
TENA Slip Plus (73-122) M 30 Stk.	710607		745	2100
TENA Slip Plus (92-144) L 30 Stk.	710703		876	2400
TENA Slip Plus (120-160) XL 30 Stk.	712142		817	2400
TENA Slip Super (56-85) S 30 Stk.	711130		658	1700
TENA Slip Super (73-122) M 28 Stk.	711208		951	2450
TENA Slip Super (92-144) L 28 Stk.	711404		1.022	2650
TENA Slip Super (120-160) XL 28 Stk.	793715		1.049	2650
TENA Slip Bariatric Super XXL 32 Stk.	61490		949	2650
TENA Slip Bariatric Super 3XL 8 Stk.	61391		1.210	3080
TENA Slip Maxi (56-85) S 24 Stk.	710824		810	2000
TENA Slip Maxi (73-122) M 24 Stk.	712400		1.298	3150
TENA Slip Maxi (92-144) L 24 Stk.	712500		1.459	3550
TENA Slip Maxi (120-160) XL 24 Stk.	711026		1.509	3550
TENA Slip Ultima (73-122) M 21 Stk.	710521		1.490	3700
TENA Slip Ultima (92-144) L 21 Stk.	710621		1.736	4400
TENA Slip Ultima (120-160) XL 21 Stk.	712145		1.727	4400
TENA Comfort				
TENA Comfort Normal (29x53)	752742		373	1070
TENA Comfort Plus (36x64)	752846		543	1600
TENA Comfort Extra (36x64)	753040		664	1900
TENA Comfort Super (36x64)	758136		798	2200
TENA Comfort Maxi (40x67)	759128		1.156	2900
TENA Comfort Ultima (37x67)	759011		1.301	3400
TENA Bed				
TENA Bed Original 60x60	770048		162	820
TENA Bed Original 60x90	770049		246	1170
TENA Bed Plus 60x40	770132		163	800
TENA Bed Plus 60x60	770119		254	1250
TENA Bed Plus 60x90	770120		396	1900
TENA Bed Plus Wings 180x80	771106		538	2300
TENA Bed Plus 60x75	770121		300	1300
TENA Bed Super 60x60	770202		313	1450
TENA Bed Super 60x90	772532		456	1920
TENA Bed Super 60x75	772534		372	1590
TENA Pants Normal				
TENA Pants Normal (65-85) S 15 Stk.	791416		452	1010
TENA Pants Normal (80-110) M 18 Stk.	791529		452	1010
TENA Pants Normal (100-135) L 18 Stk.	791629		452	1010
TENA Pants Normal (120-160) XL 15 Stk.	791637		452	1010

Information "Rothwell-Test" (ISO 11948-1):

Dieser Test zeigt das maximale Saugvolumen von Produkten auf. Das komplette Produkt (mit allen Materialien: Tape, Kleber, Rückseitefolie, etc.) wird unter Wasser getaucht. Diese Testmethode wird ohne Druck ausgeführt. Das Produkt saugt beim Rothwell Test daher wesentlich mehr als in realen Gebrauchssituationen, in denen das Produkt unter Druck steht und oft mehrere Miktionen absorbieren muss. Bei Produktvergleichen zwischen einzelnen Herstellern dienen Rothwell-Werte daher nur als grobe Richtwerte.

Ce test indique la quantité totale de liquide absorbé par les produits. Lors du test Rothwell, le produit entier est plongé sous l'eau, avec bandes, velcro, voile au dos, etc. Aucune pression n'est appliquée. Le produit absorbe donc une quantité de liquide nettement plus importante qu'en situation d'utilisation réelle. Cellulose et SAP absorbent beaucoup plus de liquide lorsqu'aucune pression n'est exercée et lorsque le liquide peut pénétrer librement, ce qui n'est jamais le cas en situation d'utilisation normale. C'est pourquoi les valeurs Rothwell sont supérieures à tous les autres degrés d'absorption. Rothwell est une valeur de comparaison souvent utilisée par les fabricants.

Questo test stabilisce la quantità di assorbimento totale dei prodotti. Nel test di Rothwell il prodotto completo di tutte le sue parti (nastri, adesivi, pellicola posteriore ecc.) viene immerso nell'acqua. Questo metodo di test viene eseguito senza pressione. Pertanto, in tali condizioni, il prodotto assorbe essenzialmente di più rispetto alle condizioni reali di utilizzo. Sia la cellulosa che il SAP assorbono sostanzialmente di più quando non viene esercitata una pressione e hanno accesso illimitato al liquido, cosa che in una situazione d'utilizzo non accade mai. Per questo motivo i valori Rothwell sono più elevati di tutti gli altri valori d'assorbimento. Rothwell è un valore di confronto utilizzato frequentemente dai produttori.

Information TAUP (Theoretical Absorption Under Pressure):

Die theoretische Saugleistung unter Druck (TAUP) beschreibt das Saugvolumen, welches ein TENA Produkt unter Druck aufnehmen kann. Der Wert ist etwas praxisorientierter als Rothwell. Dennoch kann sich die tatsächliche Saugleistung in der konkreten Nutzungssituation verändern (zum Beispiel im Liegen, bei Bewegung etc.). Deshalb ist der Test der Produkte im Lebensalltag wichtig, um die Entscheidung für ein bestimmtes Produkt zu unterstützen.

Le degré d'absorption théorique sous pression indique la quantité de liquide qu'un produit TENA est capable d'absorber lorsqu'il est sous pression. Autres critères retenus pour déterminer la capacité d'absorption: la surface interne du produit est sèche; le produit retient le liquide même sous pression; les capacités du produit sont pleinement utilisées, sans qu'il y ait des fuites. La valeur finale est calculée en fonction des quantités absorbées précédemment par les différents composants d'un produit utilisé (SAP, cellulose). Cette valeur se fonde donc sur la moyenne des résultats obtenus dans différentes situations d'utilisation. Il s'agit d'une valeur moyenne théorique qui varie en fonction de la qualité des matériaux, de la pression exercée sur ceux-ci, de la position de l'utilisateur lorsqu'il est couché, assis ou debout, etc. Même si elle n'est que théorique, cependant, cette valeur TAUP est celle qui pour le moment se rapproche le plus des volumes d'absorption réalistes.

La capacità d'assorbimento teorica sotto pressione descrive il volume teorico che un prodotto TENA è in grado di assorbire sotto pressione. Alla quantità di capacità di assorbimento, i seguenti criteri vengono ancora soddisfatti: la superficie interna del prodotto è asciutta. Il prodotto trattiene il liquido anche sotto pressione. Nonostante il prodotto sia pieno, non presenta fuoriuscite. Il valore si ottiene dalle quantità che i diversi materiali contenuti (SAP, cellulosa) hanno assorbito precedentemente in un prodotto utilizzato. Il valore si basa dunque su valori empirici in condizioni di utilizzo medie. Il valore rappresenta la media teorica calcolata e varia a seconda della qualità dei materiali, dell'entità della pressione esercitata sul materiale, dalla posizione di chi utilizza il prodotto (sdraiato, seduto, in piedi), etc. Certamente il valore TAUP è solo un valore teorico, ma attualmente è quello che più si avvicina al volume reale assorbito.



Für Gratismuster und weitere Infos: TENA.Kundenservice@essity.com, 0840 - 220 222

0.08 CHF/Minute, Mobilfunkpreise können abweichen

Des échantillons gratuits et plus d'infos: TENA.Kundenservice@essity.com, 0840 - 220 222

0.08 CHF/Minute, les téléphones mobiles peuvent varier

Per informazioni ulteriori e campioni gratuiti contatti: TENA.Kundenservice@essity.com, 0840 - 220 222

0.08 CHF per minuto/ la tariffa può differire per chiamate dal cellulare

www.tena.ch | www.tenanet.ch