



ULTRA

Système de Barrière Stérile renforcé pour le conditionnement des dispositifs lourds et volumineux, et des plateaux opératoires



- Emballage optimisé pour les dispositifs médicaux réutilisables, au sein des Établissements Hospitaliers.
- Compatible avec les procédés de stérilisation à la vapeur d'eau, OE, au peroxyde d'hydrogène et formaldéhyde.



SACHETS ET GAINES **ULTRA**



Emballage optimisé pour les Dispositifs Médicaux Réutilisables

Simple indicateur vapeur, imprimé intrafil
1 face poreuse polyoléfine / 1 face film transparente teintée bleue



Un concept d'emballage renforcé révolutionnaire pour les Dispositifs Médicaux Réutilisables, pouvant compléter ou remplacer les emballages traditionnels utilisés par les centres de stérilisation en milieu hospitalier.

Les SBS Ultra sont quasiment indéchirables et permettent de sécuriser le maintien de la stérilité des dispositifs, et d'augmenter les péremptions en arsenal stérile.

Grâce à une face poreuse ultra renforcée, ce SBS propose une résistance à la perforation nettement supérieure aux emballages conventionnels. Son film transparent permet pour la toute 1ère fois, de visualiser le contenu des plateaux opératoires avant ouverture.



Efficacité et résistance au procédé de stérilisation

Les **valeurs supérieures de scellage des emballages Ultra, réduisent considérablement le risque d'éclatement pendant la stérilisation.**

Ceci limite le besoin de retraitement, et améliore l'efficacité du processus de conditionnement des DMR.



Maintien de l'état stérile et Conformités

La **résistance à la perforation et à la déchirure** du matériau Ultra, lui confèrent une intégrité largement supérieure aux emballages conventionnels pour les phases de transport et stockage. SBS conforme aux normes **EN 868-5, EN ISO 11607-1 et testé jusqu'à 12 mois** (simple emballage) **en maintien de stérilité en conditions hospitalières.**



Réduction des déchets d'emballages

Par rapport à un système de conditionnement standard de type enveloppe (pliage), l'utilisation de Ultra adapté aux formats des plateaux d'instrumentation, **réduit considérablement le volume des matériaux d'emballages utilisés.**



Transparence et visibilité du contenu

La face film transparente de Ultra, permet aux utilisateurs (Blocs) de **visualiser / vérifier le contenu d'une composition chirurgicale avant ouverture**, sans compromettre la stérilité.



Hautes performances aseptiques


Une qualité de **pelabilité unique qui élimine tout risque de défibrillation ou de déchirement.** L'utilisation d'une face poreuse synthétique et d'un film « Peel », permettent de procéder à une **ouverture aseptique sans émission de particules.**



Applications Ultra

- Plateaux standard (soins, dentaire)
- **Plateaux opératoires lourds (Orthopédie)**
- **Paniers Ancillaires**
- **Dispositifs complexes (coupants, tranchant, fragiles, robot)**
- DMR habituellement conditionnés avec des emballages papier / film.

FACE POREUSE




SÉCURITÉ DU SCELLAGE




SACHETS

Produit destiné à la stérilisation des DMR



GAINES

Produit destiné à la stérilisation des DMR



SACHETS

Indicateur de stérilisation à la vapeur imprimé à l'intérieur de la structure du film.



CODE	TAILLES (mm)
SUL080X300	80 x 300mm
SUL120X200	120 x 200mm
SUL120X400	120 x 400mm
SUL160X300	160 x 300mm
SUL160X500	160 x 500mm
SUL220X400	220 x 400mm
SUL220X600	220 x 600mm


CODE	TAILLES (mm)
SUL250X500	250 x 500mm
SUL285X450	285 x 450mm
SUL285X600	285 x 600mm
SUL320X550	320 x 550mm
SUL380X450	380 x 450mm
SUL380X650	380 x 650mm
SUL380X690	380 x 690mm

2 nouvelles tailles de sachets dédiés aux pinces robotiques:

98DAV16X80	160 x 800mm
98DAV22X89	220 x 897mm

GAINES


Indicateur de stérilisation à la vapeur imprimé à l'intérieur de la structure du film.




CODE	TAILLES (mm)
GUL050X070	50mm x 70mm
GUL080X070	80mm x 70mm
GUL120X070	120mm x 70mm
GUL160X070	160mm x 70mm
GUL220X070	220mm x 70mm
GUL250X070	250mm x 70mm
GUL285X070	285mm x 70mm

CODE	TAILLES (mm)
GUL320X070	320mm x 70mm
GUL470X070	470mm x 70mm
GUL380X070	380mm x 70mm
GUL520X070	520mm x 70mm
GUL420X070	420mm x 70mm
GUL580X070	580mm x 70mm

Dispositif → Sachet 1 → Sachet 2



Ensemble « Gigogne »



SPS MEDICAL

5 rue de Montigny • Z.I. • 77120 Coulommiers • FRANCE
T +33 (0)1 64 75 60 00 • contact.sps@spsmedical.fr

www.spsmedical.fr

MEMBRES DU GROUPE  **STERIMED**

STERIMED GROUP, solutions complète pour :

 **FABRICANTS DE DISPOSITIFS MÉDICAUX**

 **TRANSFORMATEURS**

 **ÉTABLISSEMENTS DE SOINS**

www.sterimed.fr

AOÛT 2023