

# *Veress Nadel*

*für Thoracentesis, Aszites,  
Pneumothorax und zum Absaugen von  
Ergüssen*



**Produkteigenschaften:**

- Innere, federgelagerte Kanüle mit geschlossener, abgerundeter Spitze
- Extrem dünne Nadelwände erleichtern den Durchfluss von Flüssigkeiten
- Stopper zur Festlegung der Eindringtiefe
- Gut sichtbarer Eindring-Indikator garantiert ein sicheres Einführen der Nadel
- Die Zentimetermarkierungen auf der Kanüle erlauben - zusammen mit dem gleitend einstellbaren Stopper - eine genaue Tiefensteuerung
- Erhältlich mit Dreiwegehahn zum Steuern des Absaugvorganges
- Dreifach-Öffnung an der Spitze der inneren Kanüle erlaubt höhere Absaugraten
- Sterilisation durch ETO

---

<b>REF</b>	<b>Inhalt</b>
503 060	Veress-Nadel 2,0 x 120 mm mit <ul style="list-style-type: none"><li>• Auffangbeutel 2,0 ltr. LL und 90 cm Schlauch</li><li>• blauer Dreiwegehahn</li><li>• 60 ml Spritze</li><li>• 75 cm Infusionsschlauch</li></ul>
503 061	Veress-Nadel 1,8 x 120 mm mit <ul style="list-style-type: none"><li>• Auffangbeutel 2,0 ltr. LL und 90 cm Schlauch</li><li>• blauer Dreiwegehahn</li><li>• 60 ml Spritze</li><li>• 75 cm Infusionsschlauch</li></ul>
<b>VPE:</b>	20 Stück

---