

mediven comfort® print

Individueller Print.
Anschmiegsame Kompression.

Indikationen¹

- Chronische Venenerkrankungen der Stadien C0s – C4 nach CEAP
- Initiale Phase nach Varikosetherapie
- Stauungsbeschwerden und Ödeme in der Schwangerschaft
- Postoperative Reperfusionsoedeme
- Posttraumatische, postoperative, berufsbedingte, medikamentös bedingte Ödeme
- Ödeme infolge Immobilitäten
- Oberflächliche Venenthrombose
- Zustand nach Thrombose, postthrombotisches Syndrom
- Thromboseprophylaxe bei mobilen Patient:innen
- Entzündliche Dermatosen der Beine
- Übelkeit und Schwindel in der Schwangerschaft

Eigenschaften

- 360°-Rundum Farbbedruckung
- Breites Bündchen für angenehmes Tragegefühl
- Sehr weiches Material für leichtes An- und Ausziehen

Pflegeanleitung



für Waschmaschine und Trockner geeignet



¹ Die Wahl des optimalen Kompressionsstrumpfes ist abhängig von der Indikation und den individuellen Bedürfnissen der Patient:innen.

Maßtabelle

mediven comfort® print

Seriengröße ohne Naht		I	II	III	IV	V	VI	VII	
ℓ = Längenmaße c = Umfangmaße		cD	27 – 33	29 – 36	32 – 39	34 – 42	36 – 45	38 – 48	40 – 50
		cC	28 – 34	30 – 37	33 – 40	35 – 43	37 – 46	39 – 49	41 – 51
		cB1	23 – 27	24 – 29	26 – 32	29 – 35	31 – 37	33 – 39	35 – 41
		cB	18 – 20	20 – 22	22 – 24	24 – 26	26 – 28	28 – 30	30 – 32
		cY	26 – 31	28 – 33	29 – 35	31 – 37	32 – 38	33 – 40	34 – 42
		cA	17 – 22	19 – 24	21 – 26	23 – 29	25 – 32	27 – 34	28 – 35
Längenmaße	ℓ D normal	39 – 44 cm		Hilfsmittelnr.	CCL 1	17.06.01.0135			
	ℓ D kurz	34 – 38 cm			CCL 2	17.06.01.1237			
Fußteile		Schuhgröße: hochelastische Unifußgröße 36 – 43							
Kompressionsklasse		CCL 1,2							

Lieferzeit bis zu 10 Arbeitstage

