

mediven comfort® print

Imprimé personnalisé. Compression douce et ajustée.

Indications¹

- Maladies veineuses chroniques aux stades C0s à C4 selon la classification CEAP
- Phase initiale après un traitement des varices
 - Problèmes de congestion et œdèmes pendant la grossesse
 - Œdèmes de reperfusion postopératoires
 - Œdèmes d'origine post-traumatique, postopératoire, professionnelle ou médicamenteuse
 - Œdèmes dus à l'immobilité
 - Thrombose veineuse superficielle
 - État consécutif à une thrombose, syndrome post-thrombotique
 - Prévention de la thrombose chez les patients mobiles
 - Dermatoses inflammatoires des jambes
 - Nausées et vertiges pendant la grossesse

Caractéristiques

- Impression couleur à 360°
- Large bord-côte pour un confort optimal
- Matière très souple pour un enfilage et un retrait faciles

Conseils d'entretien



Lavable en machine et au sèche-linge



STANDARD 100
96.0.1369/1
Hohenstein HTI

¹ Le choix du bas de contention le mieux adapté dépend de l'indication et des besoins individuels des patients.

Tableau des tailles

mediven comfort® print

Taille standard sans couture		I	II	III	IV	V	VI	VII
l = longueur c = circonférence	Circonférence en cm	cD 27 – 33	29 – 36	32 – 39	34 – 42	36 – 45	38 – 48	40 – 50
		cC 28 – 34	30 – 37	33 – 40	35 – 43	37 – 46	39 – 49	41 – 51
		cB1 23 – 27	24 – 29	26 – 32	29 – 35	31 – 37	33 – 39	35 – 41
		cB 18 – 20	20 – 22	22 – 24	24 – 26	26 – 28	28 – 30	30 – 32
		cY 26 – 31	28 – 33	29 – 35	31 – 37	32 – 38	33 – 40	34 – 42
		cA 17 – 22	19 – 24	21 – 26	23 – 29	25 – 32	27 – 34	28 – 35
mesure de longueur	lD normal	39 à 44 cm						
	lD court	34 à 38 cm						
Pied		Pointure : taille unique très extensible, du 36 au 43						
Classe de compression		CCL 1,2						

Délai de livraison : jusqu'à 10 jours ouvrables

CLASSIC

CLASSIC OLIVE



CLASSIC ROSE-BLUE



LEO PINK



GRID

GRID BLUE



GRID BROWN



LEO BLUE



SPACE

SPACE PINK



SPACE MINT-GREEN



LEO

TROPICAL CORAL



TROPICAL BLUE



LEO BROWN



TROPICAL

TWIST GREEN



TWIST BEIGE



LEO LILAC



TWIST